


negativoscopi / negativoscopes

Predisposti per variatore di intensità luminosa.
 Cassonetto in lamiera d'acciaio spessore 8/10
 Diffusore in metacrilicato bianco opal spessore 3 mm
 Reggilastre in profilo d'alluminio contenente nella parte superiore
 rullini di aderenza e nella parte laterale mollette in policarbonato.
 Classe d'isolamento 1



Variable illumination.
Stainless steel frame 8/10 thick.
High-quality Methacrylate diffusor, 3 mm thick. Opal white.
Aluminum frame. Film support with Aluminum holding roll and Polycarbonate spring.
Isulation Class I

Dimensioni / sizes (cm)
42x42 / 70x42 / 90x42

ottotipi / visual acuity assessment

Cassonetto in lamiera d'acciaio spessore 8/10
 Diffusore in metacrilicato bianco opal spessore 3 mm
 Cornice in profilo d'alluminio
 Classe d'isolamento: 1



Visual Acuity Assessment
Stainless steel frame 8/10 thick.
High-quality Methacrylate diffusor, 3 mm thick. Opal white.
Aluminum frame.
Isulation Class I.

Disponibili / available models
OTTOTIPO MONOYER 3 m. / Monoyer 3 m
OTTOTIPO ARMAGNAC 5 m / Armagnac 5 m
OTTOTIPO DECIMALE MISTO 3 m / Decimal mixed 3 m
OTTOTIPO BAMBINI 3 m / Children 3 m

lettini per ecg / visit-ecg bed

Lettino cardiologico
 Piano d'appoggio grigio o nero
 Telaio portante in pannelli di legno nobilitato




Specifically designed for ECG recording.
Available in grey or black color.
Wooden frame, to avoid electrical interferences



euro furniture

forniture per lo studio medico ed il reparto
furnishings for medical clinics

s
m
a
r
t






Ideale per laptop ed ecg portatili, la serie **smart** consta di due modelli, **smart 130** e **smart alto**. Dotati di due ripiani fissi e ruote anteriori con freno. Le superfici sono resistenti alla disinfezione ed i profili sono sagomati secondo le norme antinfortunistiche.

Designed for notebook or Electrocardiograph. the smart series has two models: smart 130 and smart alto. Both have two shelves and anterior castors with brakes. Disinfection-resistant surfaces.

dimensioni / size (LxPxA) mm
 smart 400 x 350 x 840
 smart alto 400 x 350 x 990

nb: nella foto dello smart alto terzo ripiano aggiuntivo
smart alto picture with optional 3rd shelf

SMART 130
 cesto in filo
steel-wire storage basket
 braccio porta cavo
arm for patient cable

s
t
u
d
i
o



Per il reparto e l'ambulatorio, la linea **studio** ha tutto quello che serve per soddisfare le tue esigenze. Ottimi per l'alloggiamento di sistemi diagnostici come di un PC desktop o di un defibrillatore. Dispone di due ripiani fissi ed i profili sono sagomati secondo norme antinfortunistiche. Ruote anteriori dotate di freno e superfici resistenti alla disinfezione.

Designed for the Department and the Ambulatory, the studio series satisfies all your needs. These carts are the best choice for Diagnostic Devices, Defibrillators and Computers. Moreover, the Studio carts have two shelves and anterior castors with brakes. Disinfection-resistant surfaces.

dimensioni / size (LxPxA)
 studio 500 x 420 x 950








STUDIO 200
STUDIO 200 CASS
 ruote con freno
castor with brake




Robusti, resistenti ed estremamente funzionali, i carrelli della serie **lab** sono ideali per l'alloggiamento di sistemi diagnostici quali, impianti di ergometria, ergospirometria e holter. Dotati di 3 ripiani fissi e ruote anteriori con freno. Le superfici sono resistenti alla disinfezione ed i profili sagomati secondo le norme antinfortunistiche. Disponibile anche la versione medicale con trasformatore d'isolamento da 1500VA (a breve 2000VA).

Strong and tough, the Lab carts are specifically designed for diagnostic systems like as Stress-Testing, Ergospirometry, Holter etc. lab carts have three shelves and a Pull-out shelf for keyboard and anterior castors with brakes. Disinfection-resistant surfaces. Also available as Medical-grade carts, equipped with a 1.500VA Isolating Transformer. 2.000VA forthcoming.

dimensioni / size (LxPxA) mm
 lab 600 x 500 x 1100

pratico cassetto
drawer with lock
colore montanti coordinato
coordinated column color
piano estraibile per tastiera
drawer for keyboard
braccio porta monitor
1x lcd VESA arm

EP-CO300/CASS
EP-CO300/T1500
EP-CO300

Accessori

| | <i>smart</i> | <i>studio</i> | <i>lab</i> |
|---------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|
| Braccio reggi cavo paziente | + | + | + |
| Cesto in filo inox | + | + | + |
| Ruote antistatiche | + | + | + |
| Montante 1245 mm | + | + | + |
| Piano estraibile per tastiera, mouse ecc | | | + |
| Cassetto con serratura | | + | + |
| Pannello posteriore | | + | + |
| Piano aggiuntivo | + | + | + |
| Cornice anti caduta per piano | | + | + |
| Piano predisposto per braccio porta LCD | | + | + |
| Staffa di supporto per PC | | + | + |
| Barra universale di sostegno 380mm | + | + | + |
| Asta porta flebo | + | + | + |
| Asta porta endoscopio | + | + | + |
| Asta porta telecamera | + | + | + |
| Braccio porta monitor LCD | | + | + |
| Braccio porta due monitor LCD | | + | + |
| Staffa porta LCD articolata | + | + | + |
| Presse medicale 3x Schuko | + | + | + |
| Presse medicale 4x Schuko | + | + | + |
| Base elettrificata con TI 1500VA (seguirà 2000VA) | | + | + |
| Presse medicale 6x Schuko | + | + | + |
| Supporto per bombola gas | | + | + |

Accessories

| |
|-----------------------------------------------------------|
| Arm for patient cable |
| Steel-wire storage basket |
| Conductive castors |
| 1245 mm column (extrusion) |
| Pull-out shelf for keyboard |
| Drawer with lock |
| Rear panel |
| Additional shelf |
| Anti-fall frame |
| Additional shelf |
| PC support |
| Top shelf ready for VESA arm |
| Universal 380 mm cross-bar |
| IV bottle holder Endoscope holder |
| Videocamera holder |
| 1x LCD VESA arm |
| 2x LCD VESA arm |
| 1x LCD VESA swing support compact |
| Medical strip 3x Schuko |
| Medical strip 4x Schuko |
| Lower shelf with wheels and 1.500VA isolating transformer |
| Medical strip 6x Schuko and 2nd ground conductor |
| Gas bottle holder |