

I cavi paziente FIDIM™ sono accessori di alta qualità, flessibili e resistenti. Sono forniti con terminazioni a banana 4mm oppure Snap. Dove previsto sono equipaggiati con protezione contro le scariche da defibrillazione. I cavi paziente FIDIM™ sono compatibili con la maggior parte degli apparecchi esistenti:

The FIDIM™ EKG patient cables are high-quality accessories, flexible and resistant. Available with both Snap or 4mm Banana plug. Defibrillation protection available where needed. FIDIM™ patient cables are compatible with the most part of the existing devices:

**Aspel - Astron - Bionet - Bosch/Dimeq - BTL - Cardiette/Elettronica Trentina/Cardioline
Cardiorapid - Colson - Cosmed - Edan - Esaote - Farum - Gima - GE Marquette - Hormann
von Berg - Innomed - Mindray - Moretti - Dimed - Mortara Rangoni - Nihon-Kohden -
Philips - Agilent - H - Progetti - Schiller**



cavi per holter e telemetrie / holter & telemetry cables

Terminazioni FIDIM™ per Holter e telemetrie. Estremamente leggere, flessibili e resistenti. Realizzate con connettore DIN standard e terminazione a Snap. Disponibili in quattro combinazioni, rispettivamente di 4, 5, 7 o 10 fili. Le terminazioni FIDIM™ sono compatibili con la maggior parte degli apparecchi esistenti:

FIDIM™ leadwires for Holter and Telemetry. Extremely light, flexible and resistant. They have the standard DIN plug and Snap termination. Available in 4 different bundles: 4, 5, 7 or 10 leadwires. The FIDIM™ leadwires are compatible with the most part of the existing devices:

**BMS Biomedical Software - Braemar - Cardiette/Elettronica Trentina - Cardioline - Datrix
DelMar Avionics - Esaote - Spacelabs-Reynolds - DM Software/Meigaoiy - GE Marquette
Hellige - Medilog - Schiller - Mortara Rangoni - Philips Agilent HP - Rozinn - Spacelabs**

