



BASTA cavi  
ed elettrodi  
adesivi !

# custo watch Il nuovo registratore Holter



## custo watch:

# Il risultato di un efficace lavoro di squadra.

L'Holter ECG viene registrato da una leggera e confortevole fascia toracica, inviato in tempo reale e senza fili al registratore custo watch e ivi memorizzato. Non sono più necessari elettrodi monuso, cavi paziente ecc. tutto per il massimo comfort del paziente e per la semplicità di gestione.

Affidabile

Potente

Ergonomico

Impermeabile

Robusto

Preciso



## custo watch:

# I vantaggi di un sistema evoluto.



### custo belt 3

- senza elettrodi adesivi
- Nuova tecnologia di registrazione ECG a 3 canali
- Riutilizzabile
- Lavabile a macchina
- Massimo comfort
- Biocompatibilità certificata



### custo guard 3

- trasmettitore ECG a 3 canali
- Impermeabile
- Estremamente leggero
- Invio dell'ECG in tempo reale a custo watch a basso consumo



### custo watch

- Test ECG su ogni canale
- display configurabile
- Bracciali intercambiabili
- Impermeabile
- Estremamente leggero
- Registra fino a 72 ore



### custo docking station


- Carica le batterie di custo guard e custo watch
- Rapido trasferimento dati da watch a PC
- Compatibile col software Holter custo tera





## custo holter ABPM:

# registrazione simultanea di Holter ECG e Monitoraggio Ambulatoriale della Pressione Arteriosa



**registratore ABPM custo screen 400**  
oltre alle funzioni di custo screen 300, offre anche:

- Registrazione continua di ECG a 3 canali, con custo guard 3
- Memoria SD, rapida e sicura
- Funziona anche come semplice ABPM

**Software custo tera + custo screen**

- Analisi combinata di Holter ECG e ABPM

**Trasmittitore ECG custo guard 3**

- ECG a 3 canali
- Impermeabile ed estremamente leggero
- Trasmissione a custo screen 400 a basso consumo

**Elettrodi ECG 3 canali custo belt 3**

- Holter ECG senza elettrodi adesivi !
- La nuova tecnologia di registrazione ECG
- Riutilizzabile e lavabile a macchina
- Massimo comfort
- Biocompatibilità certificata

**Fax: 02 5760 6752**

Importatore per l'Italia: LUMED Srl, via Staffora 18/9 20090 Opera  
tel. 02 57606750 - email info@lumed.com

Mandatemi un'offerta senza impegno per custo watch

Mandatemi un'offerta senza impegno per custo holter ABPM

Mandatemi informazioni su questi prodotti:

Resting/Stress Test ECG

Pulmonary Function

Holter ECG

ABPM

Cardiorespiratory Polysomnography

ECG Telemonitoring and Prevention

Le vostre informazioni di contatto:

Nome \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_

CAP/ Città \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_

Fax \_\_\_\_\_

Email \_\_\_\_\_

Timbro