

EP-ES350 sanabike 350
EP-ES450 sanabike 450


NB il prodotto reale potrebbe differire dall'illustrazione. Il produttore si riserva il diritto di modificare il prodotto senza darne preavviso.

Ergometro medicale sanabike 350 e sanabike 450

Gli ergometri di precisione sana bike 350 e 450 sono prodotti all'avanguardia e di elevate prestazioni. Il dispositivo risponde ai più elevati standard di qualità nei test per la esatta valutazione dello sforzo fisico nel campo della diagnostica della funzionalità cardiovascolare e polmonare.

Le principali caratteristiche rendono sono:

- Accesso facilitato per il paziente mediante pedana e manubrio di sostegno
- Robusta struttura in acciaio, unità meccanica compatta
- Sellino estremamente regolabile
- Regolazione agevole del manubrio e della sella
- Intervallo di carico da 5 a 1000 watt. Precisione garantita (fattore di errore massimo <3 %)

Dati Tecnici

Carico:	da 5 a 999 Watt con risoluzione minima di 1 Watt; precisione $\pm 10\%$
Freno:	elettromagnetico indipendente dal numero di giri pilotato da microprocessore
Visualizzazione:	display grafico 320x240 per la visualizzazione di Frequenza Cardiaca, Carico, Durata, Scelta del programma, 1 display rivolto verso il paziente per la visualizzazione del Numero di giri al minuto
Comandi:	tramite tasti o connessione remota a PC via I/O seriale
Misura della FC	Con fascia polar non codificata (opzionale)
Peso paziente	fino a 160 kg
Programmi di training:	5 programmi di ergometria facilmente configurabili più 1 programma "pulse_steady state" controllato
I/O:	seriale
Regolazione elettronica della sella	Opzionale
Misuratore di pressione	di serie su modello sanabike 450
Classificazione CND	Z129003
Repertorio Min san	69122/r
Alimentazione	230 VAC 50-60 Hz , 115 VAC 50-60 Hz. L'unità é utilizzabile in rete in conformità con CISPR 11, gruppo 1, classe B.