

BMSY013 - CARTA TERMICA PER VIDEOSTAMPANTI SONY



Descrizione

LUMED SRL propone un nuovo modello di pellicola termica ad alta definizione per videostampanti Sony (UPP110-HD). Il modello di pellicola da noi proposto, prodotta da LUMED srl, ha una scala di grigi ottimale. Questo le permette di fornire informazioni cliniche, registrate su pellicola, equivalenti a quelle fornite dalla pellicola originale e risolve in tal modo uno dei maggiori difetti dei prodotti compatibili fino ad ora presenti sul mercato. I vantaggi economici derivanti dall'introduzione del prodotto sono considerevoli a fronte della sua ottima qualità. I rotoli sono confezionati singolarmente in un'elegante confezione di film alluminio. I rotoli sono venduti in confezioni da 25 pezzi.

Caratteristiche tecniche

CODICE	BMSY013
DESCRIZIONE:	Pellicola termica per videostampanti
DIMENSIONI ROTOLO:	larghezza rotolo: 110 mm – Lunghezza rotolo: 20 m
MATERIALE CONF. ROTOLO:	Film Alluminio
IMMAGAZZINAMENTO:	Temperatura: < 40°C – Umidità relativa: < 65% Il prodotto non deve essere esposto a gas reattivi, luce del sole e raggi ultravioletti prodotti da lampade fluorescenti.

Modalità di utilizzo

Il prodotto viene utilizzato allo stesso modo delle pellicole originali in commercio. Rispettare le indicazioni di immagazzinamento presenti sulla confezione in alluminio del singolo rotolo. Oltre alle indicazioni di conservazione sopra esposte, deve essere evitato il contatto tra il prodotto ed i seguenti agenti: - carta carbone - prodotti contenenti plastificanti – nastri adesivi – soluzioni – alcool, chetoni, estere e composti organici contenenti il gruppo estere – cosmetici e prodotti per la pelle – contatto con mani umide o bagnate.

Conformità alle normative

Direttiva 93/42/CEE (D.L. 46/97). Dispositivo di classe I