

### "EUROCATCH" Elettrodi Monouso



#### DESCRIZIONE

Gli elettrodi monouso LUMED "EUROCATCH" sono pre-gelati con gel solido o liquido e dotati di sensore Ag/AgCl. Tutte le tipologie di adesivi e colle utilizzati risultano ipoallergenici e, per questo motivo, non irritanti per la pelle.

CODICE LUMED	MATERIALE	FORMA	TIPO DI GEL	ALTRO	DIMENSIONI	PER BUSTA / SCATOLA / SCATOLONE
ET1166	SCHIUMA	QUADRATO	LIQUIDO	48 ore	32 x 32 mm	50/500/6000 pz.
ET1119	SCHIUMA	ROTONDO	LIQUIDO	HOLTER/STRESS TEST	50 mm	50/400/4800 pz.
ET1136E	SCHIUMA	OVALE	LIQUIDO	48 ore	32 x 50 mm	50/500/6000 pz.
ET1140	SCHIUMA	OVALE	LIQUIDO	RADIOTRASPARENTE	36 x 50 mm	50/500/6000 pz.
ET1184	SCHIUMA	OVALE	LIQUIDO	CONN. BANANA	36 x 50 mm	25/250/3000 pz.
ET4140	SCHIUMA	OVALE	SOLIDO	RADIOTRASPARENTE	36 x 50 mm	50/500/6000 pz.
ET4166	SCHIUMA	QUADRATO	SOLIDO	48 ore	32 x 32 mm	50/500/6000 pz.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

IMPEDENZA AC a 10 Hz	< 300 Ohm
IMPEDENZA AC DOPO DEFIBRILLAZIONE	< 150 Ohm
VOLTAGGIO DI OFFSET DC	< 1 mV
INSTABILITA' DELL'OFFSET E RUMORE INTERNO	22 µV
TENSIONE DI RECUPERO NELL'INTERVALLO DI 30 SECONDI	< 0.2 mV/sec
TOLLERANZA SULLA CORRENTE DI BIAS	< 1.7 mV
SUPPORTO	Materiale schiumato PE FOAM di grado medicale
SENSORE	Fibra di Carbonio Caricata con ABS - Ag/AgCl
CLIP	Acciaio Inossidabile
CONFORMITA' e NORME	<b>Direttiva 93/42/EEC e successive modifiche. Dispositivo Medico di Classe I</b> Registrazione al Repertorio Dispositivi Medici: <b>239855/R; CND: C020501; GMDN: 35035</b> <i>*Dispositivo Medico Non Attivo*</i>
PRODUTTORE	<b>LUMED srl</b> Via Staffora, 18/9 - 20090 Opera (MI) - ITALY
VALIDITA'	36 mesi