

# Monitoraggio ABPM - custo screen pediatric



1. Sistema a doppio tubo, per la migliore riduzione degli artefatti da movimento
  - a. pompa speciale con volume ridotto nella gonfiaggio di un processo di misura notevolmente più delicata
  - b. gonfiaggio max. 200 mmHg, quindi particolarmente delicato
  - c. operazioni di misura appena udibili, grazie alla specifica tecnologia di riduzione del rumore
2. Speciale bambini polsini basso volume per la misurazione accurata
  - a. 3 - 5 anni bracciale: Pediatric 14-20 cm
  - b. 6 - 8 anni bracciale: Small (bambini) 20 - 24 cm
  - c. 9 - 12 anni bracciale: standard con o senza staffa 24 - 32 cm
3. Interfaccia wireless verso il computer
4. Disponibile con quattro diversi temi, per catturare la compliance di pazienti:



custo screen pediatric è il primo registratore MAPA al mondo che abbia ottenuto la validazione clinica secondo i criteri più rigorosi della European Society of Hypertension (ESH-IP 2010 Protocol).

La tecnologia di misurazione appositamente sviluppata migliora la soppressione degli artefatti in modo significativo. Ulteriori caratteristiche sono la precisione di misura estremamente elevata, appositamente implementata per i bambini, l'intervallo di misura e la velocità di gonfiaggio ad impatto ridotto, per soddisfare le esigenze dei bambini.

## Caratteristiche:

Confronto tra le caratteristiche di screen pediatric e standard (screen 300):

	<b>custo screen pediatric</b>	<b>custo screen 300</b>
Pulsazioni bpm	35 – 220	35 – 220
PA Sistolica, mmHg:	50 – 160	70 – 270
PA Diastolica, mmHg:	30 – 110	40 – 155

- Metodo di misura: oscillometrico con azzeramento automatico
- Intervallo pulsazioni 35 – 220 bpm.
- Fino a 512 misure
- Fino a 72 ore
- Tempo di misura < 30 s
- Intervalli di misura: giorno 15 min, notte 30 min. È possibile aggiungere un terzo periodo.oltre ai periodi „giorno“ e „notte“.
- Gli intervalli di misura sono personalizzabili, tra 5 e 90 min.
- Interfaccia wireless custo com IR
- Alimentazione
  - 3x Mignon 1,5 V AA
  - 3x ricaricabili Ni-MH 1,2 V min. 1500 mAh
- Dimensioni ca. 100 \* 66 \* 26 mm (A \* L \* P)
- Peso ca. 172 g (batterie incluse)

[custo med GmbH](#)  
[Maria-Merian-Str. 6](#)  
[85521 Ottobrunn](#)  
[Fon: +49 89 710 98-00](#)  
[Fax: +49 89 710 98-10](#)  
[info@customed.de](mailto:info@customed.de)

[Sitemap](#)  
[Impressum](#)  
[Datenschutz](#)  
[Kontakt](#)  
[© custo med GmbH](#)  
[www.customed.de](http://www.customed.de)

