

EP-LU20501 sistema EUROHOLTER ABPM



NB il prodotto è soggetto a variazioni senza preavviso.

Descrizione

EUROHOLTER ABPM è la nuova soluzione per il monitoraggio ambulatoriale della pressione arteriosa secondo Holter.

EUROHOLTER ABPM memorizza fino a 400 misure, registrate secondo uno dei vari protocolli predefiniti oppure secondo un protocollo personalizzato. I dati registrati possono comprendere anche l'onda sfigmica per ogni singola misura.

Questo sistema dispone anche di un'apposita funzione che ne consente l'uso come misuratore di Pressione Arteriosa da tavolo, per le vostre esigenze in ambulatorio ecc.

Il registratore è dotato di una pratica custodia riutilizzabile ad estrazione rapida.

EUROHOLTER ABPM dispone di molteplici soluzioni per l'interfacciamento col computer: USB, IRDA, BlueTooth, HID.

Il comodo display OLED a colori rende la lettura delle informazioni estremamente confortevole.

Tutti i marchi registrati sono proprietà dei rispettivi titolari.

Caratteristiche tecniche

Metodo di misura	Oscillometrico
Intervallo di misura:	<ul style="list-style-type: none"> ✓ PAS 60-255 mmHg ✓ PAD 30-195 mmHg ✓ Pulsazioni 30-200 mmHg
Accuratezza:	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pressione: ± 3 mmHg ✓ Pulsazioni: ± 5 bpm
Dispositivi di sicurezza:	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Massima pressione di gonfiaggio: 300 mmHg ✓ Massima durata della misura: 180 s
Protocolli di misura:	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Modo Automatico (cadenza fissa a 5, 10, 20, 30, 60 o 120 minuti) ✓ Modo Sonno (con attivazione del periodo giorno o notte) ✓ Modo Automatico (15 minuti di giorno, 30 minuti di notte) ✓ Modo Personalizzato ✓ Modo Studio (misuratore da tavolo)
Memoria:	fino a 400 misure
Interfaccia operatore:	display OLED a colori, tastiera
Interfaccia computer:	USB, IRDA, BlueTooth, HID
Grado di protezione:	IPX0
Resilienza:	Resiste a cadute su superficie dure da un'altezza di 50 cm e secondo ogni direzione assiale.
Dimensioni:	113 x 75 x 26 mm
Peso:	168 g senza batterie
Condizioni ambientali:	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Temperatura 5°-40°C ✓ Umidità $\leq 80\%$ senza condensa ✓ Pressione 560-1060 hPa
Alimentazione:	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2x AA (LR6) Alkaline ✓ 2x NiMH ricaricabili ad alta capacità ✓ Tensione di alimentazione 2,4 – 3,2 V
Dotazione	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 1x registratore ✓ 1x bracciale riutilizzabile adulti/standard 24-32 cm ✓ 1x custodia riutilizzabile ad estrazione rapida, con cinta/tracolla ✓ 1x cavo USB ✓ 1x software per ambiente Windows 7 o superiore ✓ 1x manuale d'uso in italiano

Registrazione MinSal CND Z12050404, Repertorio