


## EE100CUBI-200 CAVO PAZIENTE PER ECG A RIPOSO EE100CUSI-200 CAVO PAZIENTE PER PROVA DA SFORZO



NB il prodotto potrebbe differire da quanto illustrato. Il produttore si riserva il diritto di modificare il prodotto senza darne preavviso.

### Descrizione

Cavo paziente intero a 12 derivazioni, per elettrocardiogramma a riposo o sotto sforzo. I cavi della serie EE100CUXI-200 sono pienamente compatibili con gli originali. Il connettore lato apparecchio, realizzato in plastica, è conforme all'originale. I terminali sono del tipo a banana 4 mm (EE100CUBI-200) oppure a snap.

Tutti i marchi registrati o depositati sono proprietà dei rispettivi titolari.

### Dati Tecnici

<b>Lunghezza:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Cavo base: 200 cm</li> <li>✓ Terminazioni: precordiali 75 cm, periferiche 100 cm</li> </ul>
<b>Terminali:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ EE100CUBI-200: 10 terminali a banana 4 mm</li> <li>✓ EE100CUSI-200: 10 terminali a snap</li> </ul>
<b>Partitore:</b>	pressofuso, compatto
<b>Connettore:</b>	tipo Siemens standard 15 pin, in plastica e con clip di fissaggio
<b>Codifica colori:</b>	IEC
<b>Resistenze:</b>	4.7 kΩ con protezione contro le scariche di defibrillazione
<b>Compatibilità:</b>	ASPEL AsCard 3 (1992 – 1993). BOSCH 603D, 603ER, 603S, 606. CAMBRIDGE CM6000, CM6400. CARDIOLINE Delta 300, 360. CARDIO CONTROL Cardio Perfect. CARDIOLEX EC Sense. CUSTO.MED card M, cardio 130. DEGO Cardiomed 3. HELDIGE EK36, EK41, EK43, EK56, EK403, EK413, EK512, EK512 E, EK512 P. MARQUETTE HELDIGE CardioSmart, CardioSys, Microsmart, MAC 500, MAC 1000, MAC 1200, Corina. HORMANN VON BERG Bioset 3500, 3600, 3700, 6000, 8000. SCHWARZER Cardos 6. SIEMENS Cardiostat 1, 3T, 703, 710, 31, 31S; Cardirex 3T, 4, 6T, 62; Megacard Elema A/B, R, R/E; Cathcor, Cardina C, Miracard 1; Sirecard 440, 440S, 460; Mingodoc, Mingocard 3, 4, 7; Mingophon 3, 7, 310, 410, 420, 710, 720; Mingograph 4, 62, 81, 82, 740; Mingolog 7; WELCH ALLYN Cardio Perfect. ZIMMER Cardio 1, Cardio 3 ...



**CND Z12050380 Repertorio 212574/R**