


EE100DRI-200 CAVO PAZIENTE PER ECG A RIPOSO

EE100DRSI-200 CAVO PAZIENTE PER PROVA DA SFORZO

EE100DRSI-350 CAVO PAZIENTE "XL" PER PROVA DA SFORZO



NB il prodotto potrebbe differire da quanto illustrato. Il produttore si riserva il diritto di modificare il prodotto senza darne preavviso.

Descrizione

Cavo paziente intero a 12 derivazioni, per elettrocardiogramma a riposo o sotto sforzo. I cavi della serie EE100DRxi-xx0 sono pienamente compatibili con gli originali. Il connettore lato apparecchio, realizzato in plastica, è conforme all'originale. I terminali sono del tipo a banana 4 mm (EE100DRI-200) oppure a snap.

Tutti i marchi registrati o depositati sono proprietà dei rispettivi titolari.

Dati Tecnici

Lunghezza:	✓ Cavo base: ✓ EE100DRI-200, EE100DRSI-200: 200 cm ✓ EE100DRSI-350: 350 mm ✓ Terminazioni: precordiali 75 cm, periferiche 100 cm
Terminali:	✓ EE100DRI-200: 10 terminali a banana 4 mm ✓ EE100DRSI-200, EE100DRSI-350: 10 terminali a snap
Partitore:	pressofuso, compatto
Connettore:	tipo Cannon standard 15 pin, in plastica e con viti di fissaggio
Codifica colori:	IEC
Resistenze:	10 kΩ con protezione contro le scariche di defibrillazione
Compatibilità:	ASTRON 3/12b, 3/12i; Comp1x12, Comp3x12, Comp6x12, Comp3, Comp12, Comp60. CARDIETTE / ELETTRONICA TRENTINA all versions of AR600,1200, 2100; Start 100P, Start 100H, Start 200, 200HV. DOC 101, 103; Autoruler 12/1, 12/3; Excel 103, 106, 106SCP; Excel 112, 212; Daedalus 346; Serie Daedalus View. CARDIOLINE all versions of AR600,1200, 2100; Delta 300, 360, E1, E1R, E3. ECG100S, 100+, 200S, 200+. CAMINA CARDIORAPID K11, K111, K112pocket, K130B, K130D, K131, K30P, K300P, K31, K312P, K33M, K36M, K360B, K360D, K3600LCD, K600P, K600M, K612. CAMINA CARDIOSWIFT K112LCD, K36LCD & all models with D-sub 15 connector. COLSON DUPONT Cardi-3, E1, E3. Cardiopratiue. All models from these series: AR, Cardipocket, Cardio, Excel, Autoruler, Microruler; Daedalus 346. ERGOLINE Autoruler: Autoscript 1/12, 3/12, 6/12. Ergoscript EK301Z, EK1012, EK3003, EK3006, EK3012. FARUM all models with D-sub15 connector. MEGOS 3/12b, 3/12i; Comp1x12, Comp3x12, Comp6x12, Comp3, Comp12, Comp60. QMED Interp 1000. ST ELECTROMEDICINA 531, 531i, 563, 563i. ar600adv, ar600view, ar1200adv, ar1200view ...



CND Z12050380 Repertorio 212574/R

