



"EUROCATCH" Elettrodi Monouso



DESCRIZIONE

Gli elettrodi monouso LUMED "EUROCATCH" sono pre-gelati con gel solido o liquido e dotati di sensore Ag/AgCl. Tutte le tipologie di adesivi e colle utilizzati risultano ipoallergenici e, per questo motivo, non irritanti per la pelle.

| CODICE LUMED | MATERIALE | FORMA | TIPO DI GEL | ALTRO | DIMENSIONI | PER BUSTA / SCATOLA / SCATOLONE |
|--------------|-----------|----------|-------------|--------------------|------------|---------------------------------|
| ET1166 | SCHIUMA | QUADRATO | LIQUIDO | 48 ore | 32 x 32 mm | 50/500/6000 pz. |
| ET1119 | SCHIUMA | ROTONDO | LIQUIDO | HOLTER/STRESS TEST | 50 mm | 50/400/4800 pz. |
| ET1136E | SCHIUMA | OVALE | LIQUIDO | 48 ore | 32 x 50 mm | 50/500/6000 pz. |
| ET1140 | SCHIUMA | OVALE | LIQUIDO | RADIOTRASPARENTE | 36 x 50 mm | 50/500/6000 pz. |
| ET1184 | SCHIUMA | OVALE | LIQUIDO | CONN. BANANA | 36 x 50 mm | 25/250/3000 pz. |
| ET4140 | SCHIUMA | OVALE | SOLIDO | RADIOTRASPARENTE | 36 x 50 mm | 50/500/6000 pz. |
| ET4166 | SCHIUMA | QUADRATO | SOLIDO | 48 ore | 32 x 32 mm | 50/500/6000 pz. |

CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IMPEDENZA AC a 10 Hz | < 300 Ohm |
| IMPEDENZA AC DOPO DEFIBRILLAZIONE | < 150 Ohm |
| VOLTAGGIO DI OFFSET DC | < 1 mV |
| INSTABILITA' DELL'OFFSET E RUMORE INTERNO | 22 µV |
| TENSIONE DI RECUPERO NELL'INTERVALLO DI 30 SECONDI | < 0.2 mV/sec |
| TOLLERANZA SULLA CORRENTE DI BIAS | < 1.7 mV |
| SUPPORTO | Materiale schiumato PE FOAM per uso medicale |
| SENSORE | Fibra di Carbonio Caricata con ABS - Ag/AgCl |
| CLIP | Acciaio Inossidabile |
| CONFORMITA' e NORME | Direttiva 93/42/EEC e successive modifiche. Dispositivo Medico di Classe I Registrazione al Repertorio Dispositivi Medici: 239855/R; CND: C020501; GMDN: 35035 *Dispositivo Medico Non Attivo* |
| PRODUTTORE | LUMED srl Via Staffora, 18/9 - 20090 Opera (MI) - ITALY |
| VALIDITA' | 36 mesi dalla data di fabbricazione |