

"EUROFILM" Rotoli di Pellicola Termica per Video Stampanti



DESCRIZIONE

LUMED "EUROFILM" propone due modelli di pellicola termica ad alta definizione per video stampanti (SONY UPP-110HD, SONY UPP-110HG and MITSUBISHI K65 HM-CE). Le pellicole "EUROFILM" vengono utilizzate per stampare immagini ecografiche ad alta risoluzione. Grazie all'ottimale scala di grigi, le pellicole termiche LUMED risolvono uno dei maggiori difetti dei prodotti compatibili presenti sul mercato perchè possono fornire tutte le informazioni cliniche equivalenti a quelle fornite dalle pellicole originali.

I rotoli sono confezionati singolarmente con un film in alluminio.

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE LUMED	BMSY013	BMSY014
DESCRIZIONE	Pellicola Termica per Video Stampanti	
COMPATIBILITA'	UPP-110HD e K65 HM-CE	UPP-110HG e K65 HM-CE
DIMENSIONI	110 x 20mt	110 x 18mt
CONFEZIONE DI VENDITA	25 rotoli per scatola	25 rotoli per scatola
MATERIALE CONFEZIONE	Film in alluminio	
CONFORMITA' e NORME	<p>Direttiva 93/42/EEC e successive modifiche. Dispositivo Medico di Classe I Registrazione al Repertorio Dispositiv Medici: 56383/R; CND: Z 1302; GMDN: 15639; CE: 0476 *Dispositivo Medico Non Attivo*</p>	
PRODUTTORE	<p>LUMED srl Via Staffora, 18/9 - 20090 Opera (MI) - ITALY</p>	
CONSERVAZIONE	Temperatura: < 40°C – Umidità Relativa: < 65% Non esporre la pellicola a gas reattivi, sole, sorgenti UV ecc.	