

**"EUROSPIRO" Pinzette Stringinaso Monouso**



**DESCRIZIONE**

Le pinzette stringinaso monouso "EUROSPIRO" sono perfette per le prove di funzionalità respiratoria, al fine di ridurre al minimo il rischio di incorrere in un errore tecnico. Le pinzette stringinaso con imbottiture in gomma o schiuma aiutano a prevenire che il paziente inspiri ed espiri attraverso il naso nel corso di un esame spirometrico rendendo così difficile la valutazione.

Le pinzette stringinaso LUMED sono realizzate in materiale termoplastico bianco, non contengono lattice e sono conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa 93/42/CEE al fine di ottenere la marcatura CE. La tensione applicata nel corpo della pinzetta stringinaso la mantiene perfettamente stabile mentre le imbottiture di gomma e schiuma sono progettate per il miglior comfort per il paziente.

Le pinzette stringinaso monouso sono progettate esclusivamente per l'uso su un singolo paziente.

**SPECIFICHE TECNICHE**

CODICE LUMED	TSTR001/100	TSTR001/10	TSTR006/100	TSTR006/10
DESCRIZIONE	Pinzette Stringinaso Monouso con Imbottiture in gomma o Schiuma			
MATERIALE PINZETTA	Poliacetato	Poliacetato	Poliacetato	Poliacetato
MATERIALE IMBOTTITURE	Polivinile	Polivinile	Etilene Vinil Acetato	Etilene Vinil Acetato
COLORE	Bianco			
DIMENSIONI	70 x 40 mm			
CONFORMITA' e NORME	<b>Direttiva 93/42/CEE e successive modifiche. Dispositivo Medico di classe I</b> Registrazione al Repertorio Dispositivi Medici: <b>187604/R; CND: R9099; GMDN: 10907; CE</b> *Dispositivo Medico Non Attivo*			
PRODUTTORE	<b>LUMED srl</b> Via Staffora, 18/9 - 20090 Opera (MI) - ITALY			
CONFEZIONE DI VENDITA	100 pz. in busta di polipropilene	10 pz. in confezione di cartone	100 pz. in busta di polipropilene	10 pz. in confezione di cartone
CONSERVAZIONE	Temperatura: 0°C +50°C – Umidità Relativa: 20% + 80%			