


## EE100NRI-200 CAVO PAZIENTE PER ECG A RIPOSO EE100NRSI-200 CAVO PAZIENTE PER ELETTRODI MONOUSO



NB il prodotto potrebbe differire da quanto illustrato. Il produttore si riserva il diritto di modificare il prodotto senza darne preavviso.

### Descrizione

Cavo paziente intero per elettrocardiogramma a riposo a 12 derivazioni. I cavi EE100NRI-200 sono pienamente compatibili con gli originali.  
 Il connettore lato apparecchio, realizzato in plastica, è conforme all'originale. I terminali sono del tipo a banana 4 mm.  
 Realizzato per apparecchi Nihon-Kohden che richiedano connettore con viti, Medset ...  
 La compatibilità può essere estesa ad altri apparecchi, in base alle caratteristiche specifiche.

Tutti i marchi registrati o depositati sono proprietà dei rispettivi titolari.

### Dati Tecnici

<b>Lunghezza:</b>	✓ Cavo base: 200 cm ✓ Terminazioni: precordiali 70 cm, periferiche 110 cm
<b>Terminali:</b>	✓ EE100NRI-200: 10 terminali a banana 4 mm isolate ✓ EE100NRSI-200: 10 terminali a Snap
<b>Partitore:</b>	pressofuso, compatto
<b>Connettore:</b>	D-sub 15 pin, in plastica. Sagoma NK.
<b>Codifica colori:</b>	IEC
<b>Resistenze:</b>	10 kΩ
<b>Protezione da defibrillazione:</b>	presente
<b>Compatibilità:</b>	MEDSET Mobile Resting-ECG (Nihon-Kohden 1250, 1350, 1500, 1550). NIHON KHODEN ECG-1150 cardiofax C, 1250 cardiofax S, 1350 cardiofax M, 1500/-1550 cardiofax V, 2350 cardiofax M, PEA-1110. ECG-6511, 8110, 8240, 8270, 8330, 8340, 8350, 8370, 84xx, 882x, 883x, 9010, 9020, 9022, 9110, 9130, 9132 cardiofax Q, 9620 ...



CND Z12050380 Repertorio 212574/R.