


## EE200-xDG CAVO BASE 3 O 5 VIE PER MONITOR PHILIPS EE200-xDGGI SET 3 O 5 TERMINAZIONI A PINZA PER MONITOR PHILIPS



EE200-3DG

EE200-3DGGI

NB il prodotto potrebbe differire da quanto illustrato. Il produttore si riserva il diritto di modificare il prodotto senza darne preavviso.

### Descrizione



Cavo base e terminazioni per moduli e monitor Philips serie M1001B, M1002B, M3000A, M3001A, M3002A, MP2, M8102A, MP5: M8105A, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863077, 863085, 863086, 863087, 86308 ...

La compatibilità può essere estesa ad altri modelli, in base alle caratteristiche specifiche.

Tutti i marchi registrati o depositati sono proprietà dei rispettivi titolari.

### Dati Tecnici

<b>Caratteristiche elettriche</b>	Il cavo contiene resistenze da 1 kOhm per la rilevazione del respiro.
<b>Terminali derivazioni</b>	terminale a pinza, connettore Philips
<b>Connettore derivazioni</b>	terminale a pinza, connettore Philips
<b>Connettore cavo</b>	verso terminazioni: connettore Philips, verso apparecchio: connettore rotondo 12 pin.
<b>Lunghezza complessiva</b>	derivazioni 90 cm cavo base: 2,7 m
<b>Confezionamento</b>	Singolo cavo oppure singolo set di terminazioni.
<b>Compatibilità</b>	moduli Philips serie M1001B, M1002B, M3000A, M3001A, M3002A, MP2, M8102A, MP5: M8105A. monitor Philips serie SureSign 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863077, 863085, 863086, 863087, 86308.



**CND Z12050380 Repertorio 212574/R.**