



EE203SK-AP6 CAVO PER TELEMETRIA GE APEX PRO e CH A 6 VIE



NB il prodotto potrebbe differire da quanto illustrato. Il produttore si riserva il diritto di modificare il prodotto senza darne preavviso.

Descrizione

Cavo a 6 vie per telemetria GE CareScape PDM, GE Apex Pro e Apex Pro CH.
Terminali a Snap e connettore in plastica.
Sono pienamente compatibili con i cavi originali.

Tutti i marchi registrati o depositati sono proprietà dei rispettivi titolari.

Dati Tecnici

Lunghezza:	84 CM
Terminali:	a Snap
Partitore:	-
Connettore:	GE bipolare
Codifica colori:	IEC
Resistenze:	non presenti
Protezione da defibrillazione:	non presente
Confezionamento:	singolo



CND Z12050380 Repertorio 212574/R.