

**EE203SK-IV3 CAVO PER TELEMETRIA PHILIPS INTELLIVUE 3 VIE**  
**EE203SK-IV5 CAVO PER TELEMETRIA PHILIPS INTELLIVUE 5 VIE**



NB il prodotto potrebbe differire da quanto illustrato. Il produttore si riserva il diritto di modificare il prodotto senza darne preavviso.

**Descrizione**

Cavo per telemetria Philips IntelliVue a 3 e 5 vie.  
Terminali a Snap e connettore in plastica.  
Sono pienamente compatibili con i cavi originali.

Tutti i marchi registrati o depositati sono proprietà dei rispettivi titolari.

**Dati Tecnici**

<b>Lunghezza:</b>	88 cm
<b>Terminali:</b>	a Snap
<b>Partitore:</b>	-
<b>Connettore:</b>	Philips DG a 3 o 5 vie, con cuffia trasparente di protezione
<b>Codifica colori:</b>	IEC
<b>Resistenze:</b>	non presenti
<b>Protezione da defibrillazione:</b>	non presente
<b>Confezionamento:</b>	singolo



**CND Z12050380 Repertorio 212574/R.**