

## EEHL30 cavo paziente per Lifecard CF EEHL30/CLIP paziente per Lifecard CF, con aggancio per cintura



NB il prodotto potrebbe differire da quanto illustrato. Il produttore si riserva il diritto di modificare il prodotto senza darne preavviso.

### Descrizione

Cavo paziente intero per Holter a 3 derivazioni. I cavi EEHL30xx sono pienamente compatibili con gli originali. Il connettore lato apparecchio è conforme all'originale, con guscio integrato e terminali tipo Snap (a bottone). Realizzati per registratori Lifecard, con o senza clip per l'aggancio alla cintura. La compatibilità può essere estesa, in base alle caratteristiche specifiche.

Tutti i marchi registrati o depositati sono proprietà dei rispettivi titolari.

### Dati Tecnici

<b>Terminali:</b>	3 terminali a Snap (detti anche Clip o bottone) L= 60 cm
<b>Partitore:</b>	pressofuso
<b>Connettore:</b>	- EEHL30: tipo Lifecard, pienamente compatibile con l'originale. - EEHL30/CLIP: tipo Lifecard con aggancio per cintura, pienamente compatibile con l'originale
<b>Codifica colori:</b>	IEC
<b>Resistenze:</b>	non presenti
<b>Protezione da defibrillazione:</b>	non presente
<b>Confezionamento:</b>	singolo cavo
<b>Compatibilità:</b>	ESAOTE Lifecard CF (3-ch x 3 leadwires); SPACELABS REYNOLDS Lifecard CF (3-ch x 3 leadwires); ESAOTE Lifecard CF (3 canali x 3 fili); SPACELABS ESAOTE Lifecard CF (3 canali x 3 fili) ...



**Registrazione al repertorio MinSal: N° progressivo 212574/R, CND Z12050380**