



"EUROCART" Trolley



NB il prodotto potrebbe differire da quanto illustrato. Il produttore si riserva il diritto di modificare il prodotto senza preavviso. Il braccio portacavo è opzionale.

DESCRIZIONE

LUMED "EUROCART" è una linea di carrelli per apparecchiature e computer destinata ad ambulatori medici e strutture cliniche ospedaliere. I carrelli sono realizzati in lamiera da 1,5 mm che garantisce robustezza e solidità. È prevista una serie di accessori opzionali per diverse finalità. In particolare il braccio snodato non ha semplice funzione di reggicavo ma di portacavo a scomparsa interna grazie a coperchi richiudibili a scatto che ne consentono una facile estrazione.

Nella parte posteriore del pannello si trova un vano per gli accessori di impiego quotidiano (carta, elettrodi, gel) e per appoggiare le terminazioni del cavo paziente qualora si utilizzino elettrodi multiuso.

Sono verniciati con trattamenti idonei a renderli particolarmente resistenti al graffio e facili da pulire grazie all'assenza di spigoli morti inaccessibili. Sono dotati di 4 ruote di diametro 70 mm, 2 delle quali con freno. La stabilità è stata testata su piano inclinato fino a 12°.

I carrelli vengono forniti smontati (il kit di montaggio comprende gli attrezzi necessari e le istruzioni oltre a una guida filmata per il montaggio).

CARATTERISTICHE TECNICHE

	EP-LU4003	EP-LU4006
Descrizione	Carrello (versione semplice composta da base, piano d'appoggio, pannello posteriore con vano)	
Colore	monocromatico grigio chiaro RAL 7035	bicromatico grigio RAL 7035 e blu RAL 5012 per i piani
Dimensioni	40 x 45 cm (prof. x largh.) 90 cm (altezza totale dal suolo)	
Peso	circa 15 Kg	
Portata	15 Kg (per ogni singolo piano); 40 Kg (massima complessiva)	
Accessori opzionali	<ul style="list-style-type: none"> - EP-LU4002 braccio snodato portacavo (RAL 7035) - EP-LU4004 piano aggiuntivo (RAL 7035) - EP-LU4005 vano portaoggetti con sportello (RAL 7035) - EP-LU4014 braccio snodato portasonda ultrasuoni (RAL 7035 coperchi RAL 5012) 	<ul style="list-style-type: none"> - EP-LU4007 braccio snodato portacavo bicolore (corpo RAL 7035 coperchi RAL 5012) - EP-LU4008 piano aggiuntivo (RAL 5012) - EP-LU4009 vano portaoggetti con sportello (corpo RAL 7035 sportello RAL 5012) EP-LU4014 braccio snodato portasonda ultrasuoni (corpo RAL 7035 coperchi RAL 5012)
Mjnsal	CND V9099, N° di Iscrizione al Repertorio 1241013 /R	