



EURO CART

IS MADE IN LUMED®



LUMED®
www.lumed.com

EURO CART È UN PRODOTTO LUMED® / IS MADE IN LUMED®

La serie di carrelli universali **EURO CART** offre la soluzione ottimale alle necessità di movimentazione di apparecchi elettromedicali e piccoli sistemi computerizzati: elettrocardiografi, monitor, ecografi, cardiocografi, ecc.

EURO CART è disponibile in due versioni:

- monocromatico, grigio chiaro RAL7035
- bicolore, grigio chiaro RAL7035 e azzurro RAL5012.

La composizione standard prevede 2 piani, un vano portaoggetti e 4 ruote pivotanti da 70 mm (due delle quali con freno).

Un solo attrezzo (incluso) è sufficiente per assemblare il vostro **EURO CART** in poche mosse.

La ricca scelta di accessori vi permette di configurare **EURO CART** a seconda delle reali necessità, senza rompicapi:



Il vano portaoggetti è dotato di chiusura magnetica. Disponibile in RAL7035 o RAL5012.

EURO CART is a line of universal trolleys for medical devices and small PC-based systems: this is your best choice for carrying your Electrocardiograph, US Scanners, Cardiotocograph, Patient Monitor etc.

Two versions of **EURO CART** are available:

- monochromatic, light grey RAL7035
- bi-color, light grey RAL7035 and azure RAL5012.

The standard scope of delivery includes two shelves, one compartment and four pivoting 70 mm wheels (two of them with brake). Just one single tool (included) is what you need to assemble your **EURO CART** in a few easy steps.

Configure your own **EURO CART** picking up one or more accessories:



Il piano aggiuntivo, utilizzabile come piano o come vaschetta. Disponibile in RAL7035 o RAL5012.

Additional shelf or container. Available in two colors: RAL7035 or RAL5012.

 **EURO CART**

Tutti i marchi registrati o depositati sono proprietà dei rispettivi titolari. I prodotti potrebbero differire da quanto illustrato. Il produttore si riserva il diritto di modificare i prodotti qui descritti senza darne preavviso.

Every Trademark or Registered Mark is property of the respective owner. The products may differ from the content of the present document. The Manufacturer has the right to modify the products without prior notice.



Sistema di elettrodi a suzione VACU.

Support for VACU suction electrodes.



Reggisonda per ecografi ecc.

Support for VACU suction electrodes system.

CARATTERISTICHE

- Ref.: EP-LU4003 monocromatico, EP-LU4006 bicolore
- Descrizione: carrello universale per elettromedicali e piccoli sistemi computerizzati
- Dimensioni: 40x45x93 (PxLxA)
- Peso: 15 kg circa
- Portata: 15 kg per piano, 40 kg in totale

MAIN FEATURES

- REF: EP-LU4003 monochromatic, EP-LU4006 bi-color
- Description: universal trolley for devices and PC-based systems
- Size: 40x45x93 (DxWxH)
- Weight: approx. 15 kg
- Payload: 15 kg each shelf, 40 kg overall



SEDE DI OPERA [MI]
VIA STAFFORA 18/9 • 20090, OPERA [MI] • ITALY
TEL: 02 57606751 • FAX:02 57606752

SEDE DI FORLÌ [FC]
VIA SENIO 36/40 • 47121, FORLÌ [FC] • ITALY
TEL: 0543 702380 • FAX:0543 707518