



EUROECG

IS MADE IN LUMED®



EUROECG È UN PRODOTTO LUMED®

Tre modelli che esprimono una concezione di apparecchio scalabile: cambia solo il formato di stampa e tutto il resto è costante:

- EUROECG 1201/1201A 12 canali su carta A4/Letter
- EUROECG 601 6 canali su carta 110 mm
- EUROECG 301 3 canali su carta 80 mm



EUROECG non richiede opzioni, è tutto sempre incluso:

- Tastiera alfanumerica
- Display LCD a colori e regolabile
- Memoria interna fino a 1.000 esami
- Misure ECG automatiche (Calcolo Parametri)
- Interpretazione ECG automatica
- Uso di memorie USB o SD*
- Uso di stampante, tastiera o lettore di barcode USB *
- Maniglia di trasporto
- Archiviazione in formato digitale PDF, DICOM, JPG, XML
- Scambio dati via USB, LAN o WiFi *

EUROECG dispone di molteplici modi operativi:

- Lettura ECG tramite porta USB
- Operatività paperless
- Modo Automatico
- Modo Manuale
- Modo Automatico con stampe programmate
- Modo automatico "Trigger" con stampe avviate da un evento es. aritmia
- Modo automatico "Ritmo", con stampa di 1 o 3 derivazioni per 60" con esteso sommario RR
- Modo automatico "Pre-sample": la stampa contiene quanto appena visto sullo schermo

* non incluso

EUROECG

Tutti i marchi registrati o depositati sono proprietà dei rispettivi titolari. I prodotti potrebbero differire da quanto illustrato. Il produttore si riserva il diritto di modificare i prodotti qui descritti senza darne preavviso.

A complete range of scalable devices: choose the print size you need and your device will always have every available feature:

- EUROECG 1201/1201A 12-ch on A4/Letter paper
- EUROECG 601 6-ch on 110 mm paper
- EUROECG 301 3-ch on 80 mm paper



EUROECG no options, it's all included:

- Alpha-numeric keyboard
- Color LCD display, foldable
- Internal memory up to 1.000 ECGs
- Automatic ECG measurements
- Automatic ECG interpretation
- External USB or SD memory *
- External USB printer, keyboard or barcode scanner *
- Carrying handle
- Internal ECG storage as PDF, DICOM, JPG, XML
- Data transmission via USB, LAN or WiFi *

EUROECG has several operating modes:

- ECG management over USB
- Paperless operations
- Automatic
- Manual
- Automatic with scheduled printouts
- Automatic with printouts triggered by events or arrhythmias
- Automatic "Rhythm", prints 1 or 3 leads for 60 secs. along with a detailed RR evaluation
- Automatic "Pre-sample", the printout contains the ECG just seen on screen

* not included

Every Trademark or Registered Mark is property of the respective owner. The products may differ from the content of the present document. The Manufacturer has the right to modify the products without prior notice.

EUROECG IS MADE IN LUMED®

PER CHI HA ESIGENZE DI MOBILITA'

Negli ambiti che richiedono di registrare gli esami ed inviarli successivamente al PC o Server, ovvero di registrare esami in un luogo e di trasferirli al computer quando l'apparecchio rientra in sede - es. Medicina del Lavoro, Assistenza Domiciliare ecc. - EUROECG offre la possibilità di trasferire i dati memorizzati tramite scheda SD o connessione di rete.

ECG COMPUTERIZZATO

ECG Manager è il software per PC per la gestione degli elettrocardiogrammi. EUROECG diventa una periferica del computer e l'archivio viene gestito da ECG Manager: refertazione, archiviazione e stampa.

E' una procedura PAPERLESS: si può inibire la stampante termica e usare la stampante laser del computer con carta comune oppure esportare gli esami in formato PDF o JPG.

ECG PAPERLESS

EUROECG può acquisire e memorizzare un esame in modalità PAPERLESS, cioè senza usare la stampa termica. L'esame viene memorizzato in formato digitale e quindi trasferito al PC o al Server, dove viene archiviato e processato. Si può scegliere tra diversi formati: PDF, JPG, BMP, XML, DICOM, SCP, FDA-XML.

EUROECG può essere interfacciato al PACS o altri software DICOM.

WHEN MOBILITY IS REQUIRED

When you need to record the ECGs around - es. Work Medicine, Home Care etc. - and then transfer the ECGs to the PC, you can store the exams in the internal memory and transfer them to PC via SD card or LAN port, once you are back to the office.

PC-BASED ECG

ECG Manager is the software for a complete ECG management. EUROECG becomes a device, and ECG Manager takes care of the data: referral editing and validation, storage, printout. It is a paperless procedure! The internal printer can be bypassed, using instead the PC's printer or transferring the ECGs to the PC or Server as digital files PDF or JPG.

PAPERLESS ECG

The internal thermal printer is disabled and the ECGs are transferred to the PC or Server as digital files, on-the-fly or off-line, from the internal memory. Several other digital formats are available, such as PDF, JPG, BMP or XML, DICOM, SCP, FDA-XML.



 EUROECG



SEDE DI OPERA [MI]
VIA STAFFORA 18/9 • 20090, OPERA [MI] • ITALY
TEL: 02 57606751 • FAX:02 57606752

SEDE DI FORLÌ [FC]
VIA SENIO 36/40 • 47121, FORLÌ [FC] • ITALY
TEL: 0543 702380 • FAX:0543 707518