



"EUROCATCH" Elettrodi Precordiali a Ventosa



DESCRIZIONE

Gli elettrodi precordiali a ventosa LUMED "EUROCATCH" hanno caratteristiche che li rendono perfettamente affidabili durante la registrazione del segnale ECG con tutti gli apparecchi disponibili sul mercato. La parte metallica degli elettrodi è ricoperta di Argento/Cloruro d'Argento in modo da garantire una trasmissione del segnale pulita e sicura.

Gli elettrodi precordiali a ventosa LUMED, grazie alla presenza dell'attacco a vite ed a clip, possono essere collegati a tutti gli elettrocardiografi o monitor sia che questi abbiano cavi paziente con connessione a banana o clip. Questo prodotto è privo di lattice e nickel. Sono disponibili in kit da 6 elettrodi a ventosa, come mostrato in figura, e nelle seguenti versioni: adulti (EL0002) e pediatrici (EL0001).

SPECIFICHE TECNICHE

CODICE LUMED	EL0001 <i>pediatrici</i>	EL0002 <i>adulti</i>
DESCRIZIONE	Elettrodi precordiali a ventosa	
MATERIALE RICOPERTURA	ARGENTO/CLORURO D'ARGENTO (ag/agCl)	
CONNESSIONI	UNIVERSALE – a vite con diametro foro 4 mm ed a clip	
MATERIALE POMPETTA	PLASTICA (PVC)	
DIAMETRO PARTE METALLICA	15 mm	24 mm
DIAMETRO POMPETTA	25 mm	33 mm
CONFORMITA' e NORME	Direttiva 93/42/EEC e successive modifiche. Dispositivo Medico di classe I <i>*Dispositivo Medico Non Attivo*</i>	
PRODUTTORE	LUMED srl Via Staffora, 18/9 - 20090 Opera (MI) - ITALY	
CONFEZIONE DI VENDITA	6 elettrodi in busta di polipropilene	
CONSERVAZIONE	Temperatura: 0°C + +50°C – Umidità Relativa: 20% + 80%	
VALIDITA'	5 anni dalla data di produzione stampata sulla confezione	