

LUMED® EUROHOLTER

MONITORAGGIO HOLTER ACCURATO E PRECISO

PRODUCT DESCRIPTION rev. 02

*LUMED® 2017 all rights reserved.
All the information here contained, textual or graphical, cannot be
reproduced nor partially or completely, without the explicit
authorization by LUMED Srl.*

LUMED® EUROHOLTER

LUMED® EUROHOLTER è un nuovo sistema Holter di elevate prestazioni, progettato e realizzato allo scopo di fornire gli strumenti essenziali per una rapida e certa analisi delle registrazioni. Molte funzioni avanzate sono altresì presenti in LUMED® EUROHOLTER, proprio per dare all'utilizzatore la possibilità di operare al meglio.

LUMED® EUROHOLTER

Il sistema comprende sia hardware che software:

- EUROHOLTER 3view: registratore a 3 canali
- EUROHOLTER 12view: registratore a 12 canali
- EUROHOLTER SW_{3/12} Professional: software
- EUROHOLTER SW_{3/12} Clinical: software

LUMED® EUROHOLTER

Analisi aggiuntive (ver. Clinical):

- analisi QT/QTc e Dispersione
- registrazioni fino a 7 giorni
- VLP/SAECG: Very Late Potentials, Signal-Averaged ECG
- TWA: T-Wave Alternans
- VCG: Vettorcardiogramma
- SAP: Sleep Apnoea

LUMED® EUROHOLTER

EUROHOLTER SW₃/12 è stato
validato clinicamente secondo il
riferimento *golden standard*
riconosciuto internazionalmente:

Il database MIT-BIH

LUMED® EUROHOLTER

Un nuovo concetto di monitoraggio secondo Holter.

- 3 o 12 canali, cavi paziente a 5-6-10 derivazioni
- display grafico
- SD card
- Una sola batteria AAA

LUMED® EUROHOLTER

EUROHOLTER 12VIEW

- 12 canali, cavo a 10 fili
- display grafico
- SD card e USB
- solo una AAA
- 24 o 48 ore
- Rilevazione del pacemaker



LUMED® EUROHOLTER

EUROHOLTER 3VIEW

- 3 canali, cavo a 7 fili
- display grafico
- SD card e USB
- solo una AAA
- 24 o 48 ore
- Rilevazione del pacemaker



LUMED® EUROHOLTER

EUROHOLTER 12VIEW



- Disponibile anche col cavo paziente 5 fili – 7 canali: R, L, F, N, Cx

EUROHOLTER 3VIEW


- Disponibile anche col cavo paziente 5 fili – 3 canali

LUMED® EUROHOLTER


- controllo di ogni singola derivazione
- stato batteria
- stato SD card
- durata della registrazione
- pacemaker si/no




LUMED® EUROHOLTER




LUMED® EUROHOLTER




LUMED® EUROHOLTER




LUMED® EUROHOLTER



LUMED® EUROHOLTER



LUMED® EUROHOLTER



LUMED® EUROHOLTER

In aggiunta la linea comprende anche:

EUROHOLTER HookUp SW, software gratuito progettato per:

- programmare e leggere i registratori
- salvare le registrazioni appena scaricate in un archivio condiviso, al quale i refertatori possono accedere dalle rispettive postazioni
- inviare gli esami al Cloud

LUMED® EUROHOLTER

