

Adattatori da Banana (4mm) a Coccodrillo / Bottone



DESCRIZIONE

Grazie agli adattatori a coccodrillo LUMED (ET101), sarai in grado di mantenere il tuo cavo paziente con connettore a banana (4mm) ed utilizzarlo con gli elettrodi monouso che hanno bisogno della connessione a coccodrillo per il loro perfetto funzionamento.

Grazie agli adattatori a bottone LUMED (ET102), sarai in grado di mantenere il tuo cavo paziente con connettore a banana (4mm) ed utilizzarlo con gli elettrodi monouso che hanno bisogno della connessione a bottone per il loro perfetto funzionamento.

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE LUMED	ET101	ET102
DESCRIZIONE	Adattatori riutilizzabili a coccodrillo e bottone per elettrodi monouso	
INNESTO AL CAVO BASE	Ø 4mm femmina	
SISTEMA DI CONNESSIONE	Coccodrillo	Attacco Clip Femmina
COLORE	Rosso	Bianco
MATERIALI	Plastici: PVC, PE - Metallici: rame, ottone	
CONFORMITA' e NORME	Direttiva 93/42/EEC e successive modifiche. Dispositivo Medico di Classe I *Dispositivo Medico Non Attivo*	
PRODUTTORE	LUMED srl Via Staffora, 18/9 - 20090 Opera (MI) - ITALY	
CONFEZIONE DI VENDITA	10 pezzi dello stesso colore in busta minigrip	
IMMAGAZZINAMENTO	Temperatura: 0 ÷ +50°C – Umidità relativa: 20 ÷ 80%	
SCADENZA	5 anni dalla data di produzione se conservati correttamente	