

"EUROSPIRO" Boccagli Monouso In Cartone



DESCRIZIONE

I boccagli monouso in cartone LUMED "EUROSPIRO" sono realizzati con cartoncino Kraft di qualità e progettati per l'uso su un singolo paziente. Ogni bocaglio viene confezionato singolarmente all'origine in film plastico alimentare per garantire il massimo livello di igiene. Sono disponibili in diversi formati per essere adattati agli spirometri più usati sul mercato e sono confezionati in comodi dispenser richiudibili da 100 o 150 pezzi o, per i grandi consumi, in scatole di cartone da 500 pezzi. I boccagli monouso in cartone LUMED "EUROSPIRO" sono conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa 93/42/CEE al fine di ottenere la marcatura CE.

SPECIFICHE TECNICHE

CODICE LUMED	MODELLO SPIROMETRO	M/F	PZ. x CONFEZIONE
TS0048	Jaeger	M	standard: 500 dispenser: 4 x 100*
TS3456	Chest	M	standard: 500 dispenser: 4 x 100*
TS3962	Contec, Micromedical, MIR, Viasys, Vitalograph	M	standard: 500 dispenser: 4 x 100*
TS3963	Fukuda Sangyo, Medical Graphics, Biomedin	M	standard: 500 dispenser: 4 x 100*
TS5218	Cosmed	M	standard: 500 dispenser: 4 x 100*
TS5422	Customed	F	standard: 500 dispenser: 4 x 100*
TS8182	SensorMedics, Microgard	M	standard: 500 dispenser: 4 x 100*
TS8263	Sibel, BTL	M	standard: 500 dispenser: 4 x 100*
TS8551	Universal Pediatric Size	F/M	standard: 500 dispenser: 4 x 150*
TS8822	VB filters, Thor	M	standard: 500 dispenser: 4 x 100*
TS9190	Sorin LifeWatch, Fukuda Denshi	M	standard: 500 dispenser: 4 x 100*

*TSnnnn/1

Nota: Per l'ordine di boccagli in dispenser, specificare la dicitura "/1" alla fine del codice LUMED

MATERIALE BOCCAGLIO	Carta Kraft
MATERIALE CONFEZIONE	Pellicola di Polipropilene
CONFORMITA' e NORME	Direttiva 93/42/CEE e successive modifiche. Dispositivo Medico di classe IIa Registrazione al Repertorio Dispositivi Medici: 49378/R; CND: R 9001; GMDN: 44545; CE: 0476 *Dispositivo Medico Non Attivo*
PRODUTTORE	LUMED srl Via Staffora, 18/9 - 20090 Opera (MI) - ITALY
CONSERVAZIONE	Conservare in luogo fresco e asciutto