



"EUROCART" Carrello Medico Universale



N.B. il prodotto potrebbe differire da quanto illustrato. Il produttore si riserva il diritto di modificare il prodotto senza preavviso. Il braccio porta cavo e il piano aggiuntivo sono opzionali.

DESCRIZIONE

LUMED "EUROCART" è una linea di carrelli per apparecchiature e computer destinata ad ambulatori medici e strutture cliniche ospedaliere. I carrelli sono realizzati in lamiera da 1,5 mm che garantisce robustezza e solidità. È prevista una serie di accessori opzionali per diverse finalità. In particolare il braccio snodato non ha semplice funzione di reggi cavo ma di porta cavo a scomparsa interna grazie a coperchi richiudibili a scatto che ne consentono una facile estrazione. Nella parte posteriore del pannello si trova un vano per gli accessori di impiego quotidiano (carta, elettrodi, gel) e per appoggiare le terminazioni del cavo paziente qualora si utilizzino elettrodi multiuso. Sono verniciati con trattamenti idonei a renderli particolarmente resistenti al graffio e facili da pulire grazie all'assenza di spigoli morti inaccessibili. Sono dotati di 4 ruote di diametro 70 mm, 2 delle quali con freno. La stabilità è stata testata su piano inclinato fino a 12°. I carrelli vengono forniti smontati (il kit di montaggio comprende gli attrezzi necessari e le istruzioni oltre a una guida filmata per il montaggio).

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE LUMED	EP-LU4003	EP-LU4006
DESCRIZIONE	Carrello (versione semplice composta da base, piano d'appoggio, pannello posteriore con vano)	
COLORE	Monocromatico grigio chiaro RAL 7035	Bicromatico grigio RAL 7035 e blu RAL 5012 per i piani
DIMENSIONI	40 x 45 cm (prof. x largh.) 90 cm (altezza totale dal suolo)	
PESO	circa 15 Kg	
PORTATA	15 Kg (per ogni singolo piano); 40 Kg (massima complessiva)	
ACCESSORI OPZIONALI	- EP-LU4002 braccio snodato porta cavo (RAL 7035) - EP-LU4004 piano aggiuntivo (RAL 7035) - EP-LU4005 vano portaoggetti con sportello (RAL 7035) - EP-LU4014 braccio snodato porta sonda ultrasuoni (RAL 7035 coperchi RAL 5012)	- EP-LU4007 braccio snodato porta cavo bicolore (corpo RAL 7035 coperchi RAL 5012) - EP-LU4008 piano aggiuntivo (RAL 5012) - EP-LU4009 vano portaoggetti con sportello (corpo RAL 7035 sportello RAL 5012) - EP-LU4014 braccio snodato porta sonda ultrasuoni (corpo RAL 7035 coperchi RAL 5012)
CONFORMITÀ e NORME	Direttiva 93/42/EEC e successive modifiche. Dispositivo Medico di classe I Registrazione al Repertorio Dispositivi Medici: 1241013/R; CND: V 9099; GMDN: 34909; CE: 0476	