


## EDP-TE340-0 Scudo facciale trasparente antispruzzo per la protezione di occhi, naso e bocca



### DESCRIZIONE

Lo schermo facciale EDP-TE340-0 è un Dispositivo di Protezione Individuale che offre protezione per le mucose facciali (occhi, naso e bocca), nella prevenzione del contagio da microrganismi che si diffondono a causa di goccioline liquide. EDP-TE340-0 blocca gli schizzi di fluidi corporei o aerosol. Si indossa e si fissa grazie alla fascia integrata e fissata allo scudo stesso. EDP-TE340-0 viene prodotto con materiali leggeri, dispone di fascia morbida in foam ed è comodo per l'uso. È compatibile con l'uso di occhiali aggiuntivi e / o maschere complementari.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

DIMENSIONI	230 x 325 (A x L non indossato)
ERGONOMIA	Fascia di sostegno e imbottitura in foam L = 225 mm
COMPATIBILITA'	Realizzato con materiali ipoallergenici, conforme a ISO 10993-5, ISO 10993-10
CONFEZIONAMENTO	Zip-lock individuale
IGIENE E DISINFEZIONE	Ove necessario è possibile lavare lo schermo con acqua e sapone, disinfettarlo con Etanolo 70%, Perossido d'Idrogeno 0,5% o Ipoclorito di Sodio 0,1%.
CONFORMITA' e NORME	Dispositivo di Categoria I secondo l'Allegato I del Regolamento (UE) 2016/425. Sistema di produzione certificato ISO 13485:2016 Dispositivo soggetto ad analisi dei rischi ISO 14971:2019 EN 166:2001: Personal eye-protection. Specifications. EN 168:2001: Personal eye-protection. Non-optical test methods. EN ISO 14971:2019: Medical devices- Application of risk management to medical devices  Dispositivo non sterile Monoutente, lavabile
GMDN	11961 – Face splash shield, single use