


"EUROSPIRO" Pinzette Stringinaso Monouso Larghe Blu



DESCRIZIONE

Le pinzette stringinaso monouso "EUROSPIRO" sono perfette per le prove di funzionalità respiratoria, al fine di ridurre al minimo il rischio di incorrere in un errore tecnico. Le pinzette stringinaso con imbottiture in gomma o schiuma aiutano a prevenire che il paziente inspiri ed espiro attraverso il naso nel corso di un esame spirometrico rendendo così difficile la valutazione.

Le pinzette stringinaso LUMED sono realizzate in materiale termoplastico bianco e non contengono lattice. La tensione applicata nel corpo della pinzetta stringinaso la mantiene perfettamente stabile mentre le imbottiture di gomma e schiuma sono progettate per il miglior comfort per il paziente.

Le pinzette stringinaso monouso sono progettate esclusivamente per l'uso su un singolo paziente.

SPECIFICHE TECNICHE

CODICE	TSTR070/10	TSTR070/100	TSTR090/10	TSTR090/100
DESCRIZIONE	Pinzette Stringinaso Monouso con Imbottiture in gomma o Schiuma			
MATERIALE PINZETTA	Poliacetato			
MATERIALE IMBOTTITURA	Polivinile	Polivinile	Etilene Vinil Acetato	Etilene Vinil Acetato
COLORE	Blu			
DIMENSIONI	70 x 45 mm			
PRODUTTORE	LUMED srl Via Staffora, 18/9 - 20073 Opera (MI) - ITALIA			
CONFEZIONE DI VENDITA'	10 pz. in busta di polipropilene	100 pz. in confezione di	10 pz. in busta di polipropilene	100 pz. in confezione di cartone
CONSERVAZIONE	Temperatura: 0°C +50°C – Umidità Relativa: 20% + 80%			