


## EE100CRI-200 CAVO PAZIENTE PER ECG A RIPOSO

## EE100CRSI-200 CAVO PAZIENTE PER PROVA DA SFORZO

## EE100CRSI-350 CAVO PAZIENTE "XL" PER PROVA DA SFORZO



NB il prodotto potrebbe differire da quanto illustrato. Il produttore si riserva il diritto di modificare il prodotto senza darne preavviso.

### Descrizione

Cavo paziente intero per elettrocardiogramma a riposo a 12 derivazioni. I cavi della serie EE100CRxI-xx0 sono pienamente compatibili con gli originali.

Il connettore lato apparecchio, realizzato in plastica, è conforme all'originale. I terminali sono del tipo a banana 4 mm (EE100CRI-200) oppure a snap (EE100CRSI-200 e EE100CRSI-350).

Realizzato per apparecchi Bosch, Cardioline, Dimeq, Kenz.

La compatibilità può essere estesa ad altri apparecchi, in base alle caratteristiche specifiche.

Tutti i marchi registrati o depositati sono proprietà dei rispettivi titolari.

### Dati Tecnici

<b>Lunghezza:</b>	✓ Cavo base: ✓ EE100CRI-200, EE100CRSI-200: 200 cm ✓ EE100CRSI-350: 350 mm ✓ Terminazioni: precordiali 75 cm, periferiche 100 cm
<b>Terminali:</b>	✓ EE100CRI-200: 10 terminali a banana 4 mm ✓ EE100CRSI-200, EE100CRSI-350: 10 terminali a snap
<b>Partitore:</b>	pressofuso, compatto
<b>Connettore:</b>	tipo Kenz PC-104 rotondo 16 pin, in plastica e con ghiera filettata lunga. Sagoma Kenz PC-104.
<b>Codifica colori:</b>	IEC
<b>Resistenze:</b>	10 kΩ con protezione contro le scariche da defibrillazione
<b>Compatibilità:</b>	BOSCH EKG 601. CARDIOLINE Delta 1, 3, 30, 30D, 60, 60D, 1plus, 3plus, 3/6plus. Elan, Elan1100. Delta 60plus, ElanStress. KENZ ECG-103, 104, 106, 107 ...



CND Z12050380 Repertorio 212574/R.