


EE100ERI-200 CAVO PAZIENTE PER ECG A RIPOSO EE100ERSI-200 CAVO PAZIENTE PER ELETTRODI MONOUSO



NB il prodotto potrebbe differire da quanto illustrato. Il produttore si riserva il diritto di modificare il prodotto senza darne preavviso.

Descrizione

Cavo paziente intero per elettrocardiogramma a riposo a 12 derivazioni. I cavi EE100NRI-200 sono pienamente compatibili con gli originali.
 Il connettore lato apparecchio, realizzato in plastica, è conforme all'originale. I terminali sono del tipo a banana 4 mm.
 Realizzato per apparecchi Edan, Biocare, Biolight, Carewell ...
 La compatibilità può essere estesa ad altri apparecchi, in base alle caratteristiche specifiche.

Tutti i marchi registrati o depositati sono proprietà dei rispettivi titolari.

Dati Tecnici

Lunghezza:	✓ Cavo base: 200 cm ✓ Terminazioni: precordiali 70 cm, periferiche 110 cm
Terminali:	✓ EE100NRI-200: 10 terminali a banana 4 mm isolate ✓ EE100NRSI-200: 10 terminali a Snap
Partitore:	pressofuso, compatto
Connettore:	D-sub 15 pin, in plastica. Sagoma NK.
Codifica colori:	IEC
Resistenze:	10 kΩ
Protezione da defibrillazione:	presente
Compatibilità:	BENEWARE CS-18x, -28x. BIOCARE ECG101, 101G, 300, 300G, 6010, 8080, 3030, 9801, 9803, 9803G, 1200, 3000, 3010, 3030, 6010, 1210, 1216, 1230 (12-channel), 9803. BIOLIGHT BLT-1203, BLT E12A, BLT E12, E70, E80. CAREWELL ECG-1101B/G, -1103B/G/W/L/LW, -1106L, -1112L/M, T10, T12. PCECG-500. CMICS-DONGJANG ECG-11A, 11B, 11D, 11D(II), 120, 1206, 1212, 1220, 1230S, 1230T, 32A, 32A(II) & all models with D-sub 15 connector. COMEN CM100, 300, 600, 1200, 1200A, 1200B. CONTEC all stand-alone models with D-sub15 connector, Contec 8000. COSMED Quark C12X. DMS DM SOFTWARE Cardioscan Resting 12-lead. EDAN SE-1, -100, -3, -3WS, -300, -301, -6, -600, -601A-B-C, -12, -12 express, -1200, -1200 express, -1010 (not wireless), -1201, -1515 DP12, ST-1212; VE-100, -300, -1010. EDAN-iNS ECG-1A, -1B, -3A, -3A plus, -3B, -3B plus, -6A, -6B, -12A.

FAZZINI all models with D-sub15 connector. I-MEDIK EKG-312 touch, EKG-6012 touch. IMED Cardiax pc-ecg. INTERMED ECG-1101B/G, -1103B/G/W/L/LW, -1106L, -1112L/M, T10, T12. PCECG-500. KALAMED KES-301, -601, -121T, KES-1000. LABORATORIOS MACRIMASA Vitalfic E121, Vitalfic E123. M&B ECG-1203, -1206, -1212. MINDRAY DECG-03A, BeneHeart R3, BeneHeart R12. MORETTI DIMED all models with D-sub15 connector, pc-ecg SEIVA. NORAV 1200-M, 1200-HR, 1200-HR-T, NHH-1200, 1200-S. NECG3+, NECG-12+, NECG-12C, NECG-12C+. NECG-3, NECG-12, NECG-12+. OSEN ECG-8130A, -8130, 8110, -8112. ECG Workstation OS700. PROGETTI all models with D-sub15 connector & MyECG, PG ECG. SINOHERO SE101, SE505, SE508, SE600, SE1200, SE1200 Light. SONOSCAPE all models with D-sub15 connector. SONOSTAR SE-1, -1A, -3, -3B, -3C, -6, -6A, 12A, -12B, -12P, Ebox-12. SPACELABS CardioExpress SL3, SL6, SL12. VALES & HILLS CV200. CV1200. ZONCARE ZQ-1201, -1201G, -1203, -1203G, -1203S, -1206, -1212, IMAC730, T12 ...



CND Z12050380 Repertorio 212574/R.