


EE100NRI-NV200 CAVO PAZIENTE PER ECG A RIPOSO



NB il prodotto potrebbe differire da quanto illustrato. Il produttore si riserva il diritto di modificare il prodotto senza darne preavviso.

Descrizione

Cavo paziente intero per elettrocardiogramma a riposo a 12 derivazioni. I cavi EE100NRI-NV200 sono pienamente compatibili con gli originali. Il connettore lato apparecchio, realizzato in plastica, è conforme all'originale. I terminali sono del tipo a banana 4 mm.

Realizzato per apparecchi Astron, Bosch, Dimeq, Burdick, Cambridge, Cardiette - Elettronica Trentina, Cardioline, Cardionics, Colson-DupontMedical, Dr. Lee, Fukuda Denshi, Fukuda ME, GE Hellige, Honeywell-Philips, Kenz, Megos, Nihon-Kohden (no screws), Picker, Polymed, Schiller, Schwarzer.

La compatibilità può essere estesa ad altri apparecchi, in base alle caratteristiche specifiche.

Tutti i marchi registrati o depositati sono proprietà dei rispettivi titolari.

Dati Tecnici

Lunghezza:	✓ Cavo base: 200 cm ✓ Terminazioni: precordiali 70 cm, periferiche 110 cm
Terminali:	10 terminali a banana 4 mm isolate
Partitore:	pressofuso, compatto
Connettore:	D-sub 15 pin, in plastica. Sagoma NK senza viti.
Codifica colori:	IEC
Resistenze:	4.7 kΩ con protezione contro le scarica da defibrillazione
Compatibilità:	ASTRON Replay, Replay 3. BOSCH 501A, 501NV, 503, 503B, 503D, 503NV, 503V, 506, 506D, 601. BURDICK E350, E550, E560, EK10, Elite, Elite II. CAMBRIDGE VS-6, SC1000. CARDIETTE, ELETTRONICA TRENTINA every model of Micro, Microruler, Microtel. CARDIOLINE E1, E1R, E3, Delta300, Delta360, Delta1, Delta3. CARDIONICS other models with D-sub15 connector. COLSON DUPONT All models from the series Microruler. DR. LEE ECG-120A, 310A, 310B. FUKUDA DENSHI Autocardiner: FCP11, FX101. MCP302. Cardimax: FX2111, FCP2155, FX4010, FX7402. Alpha 500, Alpha 600, FCP 2201. FUKUDA ME Cardiosunny 1000, 6000A, 6600AX. HELDIGE EK51, Corina. HONEYWELL PHILIPS Cardioplan ER330, CR300, CR330. MEGOS Replay, Replay 3. MORTARA Eli100, 200. NIHON KOHDEN Cardiofax 6151, 6353, 8110, 8240, 8270, 8330, 8340, 8350, 8370, 8420, 8423, 8450, 8453, 8820, 8823, 8830. Cardiofax Q. PICKER VS-6. POLYMED Alpha 6600, Alpha 8800. SCHILLER AT-3. SCHWARZER VS-6 ...



CND Z12050380 Repertorio 212574/R