



## EE103BK-CAM Terminazioni per ECG GE Marquette CAM 14 e HD



NB il prodotto potrebbe differire da quanto illustrato. Il produttore si riserva il diritto di modificare il prodotto senza darne preavviso.

### Descrizione

Terminazioni per moduli elettrocardiografici GE Marquette CAM 14 e CAM HD.  
Terminali a banana 4 mm e connettore in plastica.  
Sono pienamente compatibili con i cavi originali.

Tutti i marchi registrati o depositati sono proprietà dei rispettivi titolari.

### Dati Tecnici

<b>Lunghezza:</b>	✓ precordiali: 73 cm ✓ periferiche: 103 cm
<b>Terminali:</b>	a banana 4 mm, isolata
<b>Partitore:</b>	-
<b>Connettore:</b>	bipolari, tipo GE
<b>Codifica colori:</b>	IEC
<b>Resistenze:</b>	non presenti
<b>Protezione da defibrillazione:</b>	non presente
<b>Confezionamento:</b>	un set di 10 terminazioni



CND Z12050380 Repertorio 212574/R.