

EE103BK-ML Terminazioni per ECG GE serie Multi-Link



NB il prodotto potrebbe differire da quanto illustrato. Il produttore si riserva il diritto di modificare il prodotto senza darne preavviso.

Descrizione

Terminazioni per sistemi di cavi paziente GE serie Multi-Link.
Terminali a banana 4 mm e connettore in plastica. Sono pienamente compatibili con i cavi originali.

Tutti i marchi registrati o depositati sono proprietà dei rispettivi titolari.

Dati Tecnici

Lunghezza:	✓ precordiali: 73 cm ✓ periferiche: 122 cm
Terminali:	a banana 4 mm, isolata
Partitore:	-
Connettore:	bipolari, tipo GE Multilink. Monoblocco da 5 terminazioni cad.
Codifica colori:	IEC
Resistenze:	non presenti
Protezione da defibrillazione:	non presente
Confezionamento:	un set di 10 terminazioni



CND Z12050380 Repertorio 212574/R.