

EEHL40 14" CABLES FOR HOLTER ARIA, EVO
EEHL40XL 60 cm CABLES FOR HOLTER ARIA, EVO



NB il prodotto potrebbe differire da quanto illustrato. Il produttore si riserva il diritto di modificare il prodotto senza darne preavviso.

Description

Set of DIN-to-Snap leadwires for Holter recorders Spacelabes / DelMar / Esaote mod. Aria and Evo, compatible with the original Ref. 25452-535.
The Compatibility List could be extended to further devices, according to the specific features.

Every trademark is propriety of the respective owner.

Technical features

Terminals:	Snap
Connector:	DIN connector with golden contact
Length:	- EEHL40: 14", 36 cm - EEHL40XL: 60 cm
Packaging:	No. 1 set of 4 leadwires: White, Brown, Orange, Red
Compatibility:	- DEL MAR REYNOLDS SPACELABS Aria, Evo. - ESAOTE Aria, Evo. - SPACELABS Aria, Evo (ref. 25452-535).
Other:	- No Latex - No Phtalates - Reusable

