

EEHL40 CAVO PAZIENTE 14" PER HOLTER ARIA, EVO
EEHL40XL CAVO PAZIENTE 60 cm PER HOLTER ARIA, EVO



NB il prodotto potrebbe differire da quanto illustrato. Il produttore si riserva il diritto di modificare il prodotto senza darne preavviso.

Descrizione

Set di terminazioni per registratori Holter modello Spacelabes / DelMar / Esaote Aria ed Evo compatibile con cavo originale Ref. 25452-535.
La compatibilità può essere estesa ad altri modelli, in base alle caratteristiche specifiche.

Tutti i marchi registrati o depositati sono proprietà dei rispettivi titolari.

Dati Tecnici

Terminali	terminale Snap
Connettore	connettore DIN con contatto dorato
Lunghezza	- EEHL40: 14", 36 cm - EEHL40XL: 60 cm
Confezionamento	Singolo set di 4 terminazioni Bianco, Rosso, Arancio, Marrone
Compatibilità	- DEL MAR REYNOLDS SPACELABS Aria, Evo. - ESAOTE Aria, Evo. - SPACELABS Aria, Evo (ref. 25452-535).
Altri dati	- Non contiene lattice - Non contiene ftalati - Riutilizzabile



CND Z12050380 Repertorio 212574/R.