

EEHLxxx TERMINAZIONI DIN-SNAP PER HOLTER



NB il prodotto potrebbe differire da quanto illustrato. Il produttore si riserva il diritto di modificare il prodotto senza darne preavviso.






Descrizione

Set di terminazioni per Holter o telemetrie, con connettore DIN e terminazione tipo Snap (a bottone). Realizzati per la maggior parte degli apparecchi esistenti sul mercato: BMS Biomedical Software, Braemar, Cardiette - Elettronica Trentina, Cardioline, Contec, Datrix Intricon, DMS, DM Software, Meigaoiy, Esaote, GE Marquette Hellige, Medilog (Oxford, Schiller), Philips Agilent HP Zymed, Rozinn, Scott Medical, Spacelabs, DelMar Avionics, Reynolds, Trismed ...
 La compatibilità può essere estesa ad altri modelli, in base alle caratteristiche specifiche.

Tutti i marchi registrati o depositati sono proprietà dei rispettivi titolari.

Dati Tecnici

Terminali, connettore	terminale Snap, connettore DIN con contatto dorato
Dimensioni	lunghezza 60 cm
Confezionamento	<p>Singolo set di 3, 4, 5, 7 o 10 terminazioni, colori IEC:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ EEHL03-60: rosso, verde, giallo ✓ EEHL04-60: bianco, rosso, marrone, arancio ✓ EEHL05-60: rosso, nero, bianco, verde, giallo ✓ EEHL07-60: rosso, nero, bianco, verde, giallo, marrone, blu ✓ EEHL10-60: rosso, nero, verde, giallo, rosso, giallo, verde, marrone, nero, viola (blu) <p>Altre combinazioni sono disponibili a richiesta</p>
Compatibilità EEHL04-60	DEL MAR REYNOLDS SPACELABS Aria, Evo. ESAOTE Aria, Evo ...
Compatibilità EEHL05-60	BMS BIOMEDICAL SYST. 5 DIN-to-snap leadwires. BRAEMAR 5 DIN-to-snap leadwires. CARDIETTE, ELETTRONICA TRENTINA Hr One, Hr One48. CARDIOLINE Click Holter. CONTEC TLC9803, PM85, PM60B. DATRIX INTRICON XR-300 and others with 5 DIN-to-snap leadwires. DEL MAR Digicorder 419, 420, 445, 447, 448, 449, 453, 456 (red, white, green, black, brown). DMS DM-SOFTWARE, MEIGAOYI 300-5. 300-540, 300-6, 300-7, 300-7P, 300-7L, 300-7M. GE MARQUETTE 2-channel recorders serie 7000, 8000, Seer, Seer XT, Seer MC. NORTH-EAST MONITORING 5 DIN-to-snap leadwires. ROZINN, SCOTT MEDICAL RZ151 2-channel / 5 DIN-to-snap leadwires. SPACELABS, DelMar-Reynolds Ultraview SL2400, 92513. SPACELABS DELMAR REYNOLDS Model 419, 420, 445, 447, 448, 449, 453, 456. ZYMED 1100-009, 1100-010 ...
Compatibilità EEHL07-60	BMS BIOMEDICAL SYSTEMS 7 DIN-to-snap leadwires. BRAEMAR DL-400, DL-450, DL-700, DXP-1000. CARDIETTE - ELETTRONICA TRENTINA DXP1000, Microscan 2000, HR one 48. CONTEC TLC49804. DATRIX INTRICON 7 DIN-to-snap leadwires. DEL MAR Digicorder 423, 423A, 459, 461, 461A, 463, 464, 483, 485 (white, black, red, green, orange, blue, brown). DEL MAR Digicorder 461, 483. DEL MAR Digicorder 461, 483. DMS DM SOFTWARE -

	<p>MEIGAOYI 300-540, 300-6, 300-7, 300-7P, 300-7L, 300-7M. ESAOTE Lifecard CF 3-ch/7-leads: 7 DIN-to-snap leadwires for trunk cable. GE MARQUETTE HELLOGE 3-channel recorders serie 8000, Seer, Seer MC. NORTH-EAST MONITORING 7 DIN-to-snap leadwires. OXFORD MEDILOG Excel, FD-4. ROZIN – SCOTT MEDICAL RZ151 3-channel / 7 DIN-to-snap leadwires, RZ152, RZ153+ 7D. SPACELABS 90205, 90208, 92513. SPACELABS – DEL MAR REYNOLDS Model 423, 423A,459, 461, 461A,463, 464, 483, 485. SPACELABS – DEL MAR REYNOLDS Lifecard CF 3-ch: 7 DIN-to-snap leadwires for trunk cable, derivazioni per cavo base (trunk cable not included, cavo base non incluso). ZYMED – PHILIPS 1100-012 ...</p>
<p>Compatibilità EEHL10-60</p>	<p>CAREWELL CHS-12 Dynamic ECG. CONTEC TLC4000, TLC5000, TLC6000. DMS DM-SOFTWARE, MEIGAOYI 300-8, 300-12L. GIMA ECG Holter ref. 35130. MEDILOG OXFORD SCHILLER FD5. TRISMED Cardicode 300 Type HT 312 ...</p>
<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;">  <div style="margin-left: 20px;">  </div> <div style="margin-left: 20px;">  </div> <div style="margin-left: 20px;">  </div> <div style="margin-left: 20px;">  </div> </div>	
<p>CND Z12050380 Repertorio 212574/R.</p>	